



**beltalia**

## Guanciale Cervicale






## Guanciale Cervicale

Due colori e quattro modi diversi per realizzare un benessere completo. Alla doppia colorazione del cuscino corrisponde una densità diversa del materiale e un appoggio differenziato a seconda delle esigenze personali di sostegno e accoglienza dell'area cervicale.

Cervicale è il guanciale ideale che estende la funzione rilassante del materasso Beltalia all'area del collo e della testa.





## Caratteristiche e benefici



Struttura composita con strati di diverso colore, densità e lavorazione per un sostegno personalizzato



Alta traspirabilità per la speciale struttura reticolata del materiale a cellule aperte



Doppia lavorazione della superficie, bugnato e onda, con effetto massaggiante



Strato in Termosilver con doppia funzione termoregolante e antibatterica

## Presidio medico

Dispositivo medico CE in classe I, conforme alla direttiva 93/42/CEE, iscritto al repertorio dei dispositivi medici al numero 1121948\*





## Fodera

Il *Guanciale Cervicale* è rivestito da una morbida e fresca fodera in tecnofibra dall'elegante disegno trapuntato di alta qualità artigianale con elevate proprietà antibatteriche e di termoregolazione.

### Caratteristiche



Elevata proprietà analgesica e antibatterica



Fine lavorazione artigianale a trapunta del tessuto



Alta traspirabilità e ventilazione per un morbido e fresco appoggio



Lavare a mano o in lavatrice a temperatura non superiore a 30°C

## Modalità d'uso

---

- ✔ Il guanciale può essere utilizzato in 4 posizioni diverse per un sostegno differenziato in base alle esigenze personali: alto-rigido / alto-morbido / basso-rigido / basso-morbido.
- ✔ Le lavorazioni della superficie creano un effetto massaggiante differenziato: più dolce sul lato arancione, lavorato a onda; più forte sul lato grigio, lavorato a piramidi sagomate.
- ✔ Il cuscino non va piegato, lavato, né esposto a fonti di calore.
- ✔ Non utilizzare il guanciale senza la fodera. Il rivestimento preserva l'integrità del guanciale e ne garantisce la durata.

## Manutenzione del cuscino

---



Tenere lontano dalla luce diretta del sole




Non appendere con l'utilizzo di mollette



Esporre all'aria su sostegno rigido



Non piegare, comprimere, coprire con materiali sintetici, non traspiranti



## Avvertenze generali

---

- ✔ Non esporre il cuscino a fonti di calore.
- ✔ Il guanciale è studiato per sostenere il collo e la testa, un uso improprio può comprometterne la funzionalità.
- ✔ Rimuovere la fodera solo per arieggiare il guanciale e per il lavaggio.
- ✔ Non tirare o torcere il cuscino.



## Garanzia

---

Il guanciale è coperto da garanzia del produttore della durata di 10 anni e viene prestata nei termini di legge. La garanzia si applica al prodotto in presenza di difetti di conformità, purché il prodotto stesso sia stato utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso.

Sono esclusi dalla copertura della presente garanzia i casi in cui i difetti siano imputabili a un uso improprio, o a una manutenzione non corretta del prodotto.

Nei casi coperti da garanzia, il cliente dovrà far pervenire una descrizione dettagliata del difetto riscontrato e le specifiche del prodotto. Se Beltalia riscontra il difetto di conformità evidenziato provvederà al ritiro del prodotto, alla riparazione o sostituzione senza costi per il cliente.

Per informazioni sui casi coperti da garanzia e ogni altra informazione, consultare la pagina dedicata sul sito [www.beltalia.it](http://www.beltalia.it)





---

[www.beltalia.it](http://www.beltalia.it)

Beltalia S.r.l. - Via Borgo Trento Trieste, 33/5 - 35012 Camposampiero (PD) - Italy  
Tel.: +39 049 9300181 - [info@beltalia.it](mailto:info@beltalia.it)